







Länge →	30 mm	50 mm	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm	250 mm
VarioPrep-Säulen							
	10 mm ID		762103.100			762109.100	762113.100
	21 mm ID		762103.210			762109.210	762113.210
	32 mm ID						762113.320
	40 mm ID					762100.400	762113.400
VP-Vorsäulen***		10 x 8 mm:	762160.80	10 x 16 mm:	762160.160	15 x 32 mm:	762163.320

NUCLEODUR® C₁₈ Gravity, 10 µm		Octadecylphase, Partikelgröße 10 µm, 18% C					
VarioPrep-Säulen							
	21 mm ID						762250.210
	40 mm ID						762250.400
VP-Vorsäulen***				10 x 16 mm:	762160.160	15 x 32 mm:	762163.320

NUCLEODUR® C₈ Gravity, 1,8 µm		Octylphase, Partikelgröße 1,8 µm, 11% C					
Analytische EC-Säulen							
	2 mm ID	760756.20	760755.20	760760.20	760757.20		760759.20
	3 mm ID	760756.30	760755.30		760757.30		
	4 mm ID	760756.40	760755.40		760757.40		
	4,6 mm ID	760756.46	760755.46		760757.46		
EC-Vorsäulen*		4 x 2 mm: 761905.20		4 x 3 mm: 761905.30			

NUCLEODUR® C₈ Gravity, 5 µm		Octylphase, Partikelgröße 5 µm, 11% C						
Analytische EC-Säulen								
	2 mm ID		760750.20		760754.20	760751.20	760752.20	760753.20
	3 mm ID		760750.30		760754.30	760751.30	760752.30	760753.30
	4 mm ID		760750.40		760754.40	760751.40	760752.40	760753.40
	4,6 mm ID		760750.46	760749.46	760754.46	760751.46	760752.46	760753.46
EC-Vorsäulen*		4 x 2 mm: 761907.20		4 x 3 mm: 761907.30				
CC-Vorsäulen**		8 x 3 mm: 761754.30		8 x 4 mm: 761754.40				

VarioPrep-Säulen								
	10 mm ID		762081.100			762071.100	762070.100	
	21 mm ID		762081.210			762071.210	762082.210	762070.210
VP-Vorsäulen***		10 x 8 mm:	762097.80	10 x 16 mm:	762097.160			

EC- und VarioPrep-Säulen in Packungen à 1 Säule, Vorsäulen siehe unten

Vorsäulensysteme							Vorsäulen- halter
Vorsäulen für EC-Säulen mit ID			2 mm	3 mm	4 mm	4,6 mm	
*	Column Protection System (Packungseinheit)	EC	4/2 (3)	4/3 (3)	4/3 (3)	4/3 (3)	718966
**	ChromCart® Vorsäulen (Packungseinheit)	CC	8/3 (3)	8/3 (3)	8/4 (3)	8/4 (3)	721359
Vorsäulen für VarioPrep-Säulen mit ID			8, 10 mm	16, 21 mm	32, 40 mm	≥ 50 mm	
***	VP-Vorsäulen (Packungseinheit)	VP	10/8 (2)	10/16 (2)	15/32 (1)	15/50 (1)	
	VP-Vorsäulenhalter		718251	718256	718253	718255	

Details zu unseren Säulensystemen finden Sie auf den Seiten 187-194