

SevenExcellence™ Messgeräte und Kits

Modell	Kanäle	Parameter	Messbereich	Auflösung und Genauigkeit	InLab® Sensor	Materialnummer
S400-Basic	1	pH-Wert mV Temperatur	-2,000 – 20,000 pH -2.000,0 – 2.000,0 mV -30,0 – 130,0 °C	0,001/0,01/0,1; ±0,002 0,1/1; ±0,1 0,1; ±0,1	Kein	30046240
S400-Kit					Expert Pro-ISM	30046241
S400-Bio					Routine Pro-ISM	30046242
S400-Micro					Ultra-Micro-ISM	30092982
S400-uMix					Expert Pro-ISM und uMix-Rührer	30092983
S700-Basic		Leitfähigkeit Temperatur	0,001 µs/cm – 2.000 ms/cm -30,0 – 130,0 °C	0,001 – 1; ±0,5 % 0,1; ±0,1	Kein	30046244
S700-Kit					731-ISM	30046245
S700-Trace					Trace inkl. Durchflusszelle	30046246
S500-Basic		pH-Wert mV Ionenkonzentration Temperatur	-2,000 – 20,000 pH -2.000,0 – 2.000,0 mV 0 – 999.999 mg/L, ppm -30,0 – 130,0 °C	0,001/0,01/0,1; ±0,002 0,1/1; ±0,1 0,001 – 1; ±0,5 % 0,1; ±0,1	Kein	30046248
S500-Kit					Expert Pro-ISM	30046249
S500-Bio					Routine Pro-ISM	30046250
S500-F					perfectION™ Fluoride	30046251
S900-Basic		Gelöster Sauerstoff Temperatur	0,000 – 50 mg/L, ppm -30,0 – 130,0 °C*	0,001 ±0,1 mg/L von 0 bis 8 ±0,2 mg/L von 8 bis 20 ±10 % von 20 bis 50 0,1; ±0,1	Kein	30092984
S900-Kit					OptiOx	30092986
S900-BOD					OptiOx	30092987
S600-Kit					605-ISM	30092985
S470-Basic	2	pH-Wert mV Leitfähigkeit Temperatur	Siehe S400 und S700	Siehe S400 und S700	Kein	30046252
S470-Kit					Expert Pro-ISM, 731-ISM	30046253
S470-USP/EP					Pure Pro-ISM, 741-ISM	30046254
S475-Basic	3	Siehe S470 und S500	Siehe S400, S700 und S500	Siehe S400, S700 und S500	Kein	30046255
S479-Kit		Siehe S470 und S900	Siehe S470 und S900	Siehe S470 und S900	Expert Pro-ISM 731-ISM, OptiOx	30092988
S975-uMix		Siehe S900, S700 und S500	Siehe S900, S700 und S500	Siehe S900, S700 und S500	Expert Pro-ISM 731-ISM, OptiOx und uMix-Rührer	30092989

* 0,0 – 50,0 °C für InLab OptiOx

** 0,0 – 60,0 °C für InLab 605-ISM

Basisversionen enthalten:

Messgerät, die angegebenen Erweiterungseinheiten, uPlace™ Elektrodenhalter, halbdurchsichtige Abdeckung, Bedienungsanleitung, Installations- und Kurzanleitung, EasyDirect™ pH PC-Software, Konformitätserklärung und Prüfzertifikat. Die Elektrode ist NICHT enthalten.

Kit-Versionen enthalten:

Wie oben, plus geeignete Elektrode, Pufferbeutel und Leitfäden.

Zubehör für SevenExcellence

Erweiterungseinheiten	Materialnummer
pH/mV-Erweiterungseinheit	30034472
Leitfähigkeits-Erweiterungseinheit	30034473
DO/BSB-Erweiterungseinheit	30034474
pH/Ionen-Erweiterungseinheit	30034471
Allgemeines Zubehör	
uPlace: Elektrodenhalter (im Standardlieferungsumfang enthalten)	30019823
uMix™ Magnetrührer	30040000
USB-P25-Drucker (mit USB-Kabel)	11124301
LogStraight™ Fingerabdruckleser	51192107
Barcodelesergehäuse	21901297
USB-Kabel für Barcodeleser (nicht im Lieferungsumfang des Barcodelesers enthalten)	21901309
EasyDirect PC-Software (im Standardlieferungsumfang enthalten)	30323214
USB-A-B-Kabel für EasyDirect PC-Software (nicht im Lieferungsumfang der EasyDirect PC-Software enthalten)	51191926
Automatisierung	
InMotion™ Probenwechsler Flex Basis und 100-mL-Rack im Bundle (für weitere Konfigurationen siehe www.mt.com/inmotion)	30094120
Kompaktrührer für InMotion inkl. 2 Propellerrührern	51109150
LabX® Laborsoftware	
LabX Express Starter Pack (für Einzelsysteme, enthält eine SevenExcellence-Instrumentenlizenz)	21901309
LabX Server Starter Pack (für Client/Server-Installationen, enthält eine SevenExcellence-Instrumentenlizenz)	30323214
1 SevenExcellence-Instrumentenlizenz	51191926