

# Antimikrobielle Empfindlichkeitsprüfung

## Testblättchen zur antimikrobiellen Empfindlichkeitsprüfung

### Testblättchen zur antimikrobiellen Empfindlichkeitsprüfung

Eine Packung enthält 5 Magazine mit je 50 Testblättchen. In der Routine sollten Testblättchen bei 2-8°C gelagert werden. Langzeitlagerung bei -20°C. Die Testblättchen sollten vor der Verwendung Raumtemperatur erreicht haben. Bei der Bestellung bitte Zeichen, Beladung und Artikelnummer angeben.

Antibiotikum	Zeichen	Beladung	Art.Nr.	CLSI	EUCAST	OTHER
Amikacin	AK	30µg	CT0107B	X	X	X
Amoxycillin	AML	2µg	CT0060B			X
Amoxycillin	AML	10µg	CT0161B		X	X
Amoxycillin	AML	25µg	CT0061B			X
Amoxycillin/ Clavulansäure	AMC	3µg	CT0538B		X	X
Amoxycillin/ Clavulansäure	AMC	30µg	CT0223B	X	X	X
Ampicillin	AMP	2µg	CT0002B		X	X
Ampicillin	AMP	10µg	CT0003B	X	X	X
Ampicillin	AMP	25µg	CT0004B			X
Ampicillin/Sulbactam 1:1	SAM	20µg	CT0520B	X	X	
Ampicillin/Sulbactam 2:1	SAM	30µg	CT1653B			X
Apramycin	APR	15µg	CT0545B	X		
Azithromycin	AZM	15µg	CT0906B	X		X
Aztreonam	ATM	30µg	CT0264B	X	X	X
Bacitracin	B	10 IE	CT0005B			
Carbenicillin	CAR	100µg	CT0006B	X		X
Cefaclor	CEC	30µg	CT0149B	X	X	X
Cefadroxil	CFR	30µg	CT0453B		X	
Cefamandol	MA	30µg	CT0108B	X		X
Cefepim	FEP	30µg	CT0771B	X	X	X
Cefixim	CFM	5µg	CT0653B	X	X	X
Cefoperazon	CFP	30µg	CT0193B			X
Cefoperazon	CFP	75µg	CT0249B	X		
Cefoperazon/ Sulbactam 2:1	SCF	105µg	CT1727B			
Cefotaxim	CTX	5µg	CT0407B		X	X
Cefotaxim	CTX	30µg	CT0166B	X		X
Cefotetan	CTT	30µg	CT0665B	X		X
Cefovecin	CVN	30µg	CT1929B	X		
Cefoxitin	FOX	10µg	DD0026B			X
Cefoxitin	FOX	30µg	CT0119B	X	X	X
Cefpirom	CPO	30µg	CT1412B			X
Cefpodoxim	CPD	10µg	CT1612B	X	X	X
Cefprozil	CPR	30µg	CT1647B	X		

### KEY

CLSI:	Clinical and Laboratory Standards Institute
EUCAST:	European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing
OTHER:	BSAC: British Society for Antimicrobial Chemotherapy
	SFM: Société Française de Microbiologie
DIN:	Deutsches Institut für Normung

Antibiotikum	Zeichen	Beladung	Art.Nr.	CLSI	EUCAST	OTHER
Cefsulodin	CFS	30µg	CT0263B			X
Ceftarolin	CPT	5µg	CT1942B		X	
Ceftarolin	CPT	30µg	CT1941B	X		
Ceftazidim	CAZ	10µg	CT1629B		X	
Ceftazidim	CAZ	30µg	CT0412B	X		X
Ceftibuten	CFT	30µg	CT1662B	X	X	
Ceftiofur	EFT	30µg	CT1751B	X		
Ceftizoxim	ZOX	30µg	CT0477B	X		X
Ceftriaxon	CRO	5µg	CT1743B			X
Ceftriaxon	CRO	30µg	CT0417B	X	X	X
Cefuroxim	CXM	5µg	CT0406B			X
Cefuroxim	CXM	30µg	CT0127B	X	X	X
Cephalexin	CL	30µg	CT0007B		X	X
Cefalotin	KF	30µg	CT0010B	X		X
Cefazolin	KZ	30µg	CT0011B	X		
Cefradin	CE	30µg	CT0063B			X
Chloramphenicol	C	10µg	CT0012B			X
Chloramphenicol	C	30µg	CT0013B	X	X	
Chloramphenicol	C	50µg	CT0014B			
Ciprofloxacin	CIP	1µg	CT0623B			X
Ciprofloxacin	CIP	5µg	CT0425B	X	X	X
Ciprofloxacin	CIP	10µg	CT1615B			
Clarithromycin	CLR	2µg	CT1599B			X
Clarithromycin	CLR	5µg	CT1623B			X
Clarithromycin	CLR	15µg	CT0693B	X		
Clindamycin	DA	2µg	CT0064B	X	X	X
Clindamycin	DA	10µg	CT0015B			
Cloxacillin	OB	5µg	CT0016B			
Colistin	CT	10µg	CT0017B	X		
Colistin	CT	25µg	CT0065B			X
Colistin	CT	50µg	CT0664B			
Mischsulfonamide	S3	300µg	CT0059B			
Doripenem	DOR	10µg	CT1880B	X	X	X
Doxycyclin	DO	30µg	CT0018B	X		X