

Thermo Scientific™ Microbact™ Oxidase-Streifen

50 Tests		MB0266A
----------	--	---------

Microdase Disk

ein modifizierter Oxidasetest zur Differenzierung von Staphylokokken von Mikrokokken

25 Scheiben		R21132
-------------	--	--------

Niacin-Reagenzienstreifen*

für die Differenzierung und Identifizierung von Mykobakterien

25 Streifen		R21090
-------------	--	--------

Nitrocefin-Scheiben

zur schnellen Erkennung der Beta-Lactamase-Produktion

25 Streifen		R211667
-------------	--	---------

O129 Scheiben

For the differentiation of Vibrio from other Gram-negative rods

50 Scheiben	10 µg	DD0014T
50 Scheiben	150 µg	DD0015T

ONPG-Scheiben

zur schnellen Erkennung der Beta-Galactosidase-Aktivität

50 Scheiben		DD0013T
-------------	--	---------

Optochin-Scheiben

zur Identifizierung von Streptococcus pneumoniae

50 Scheiben		DD0001T
5 x 50 Scheiben		DD0001B

Pathotec CO-Reagenz

imprägnierte Papierstreifen zur Erkennung des Cytochromoxidase-Enzyms

4 x 25 Streifen		R38191
-----------------	--	--------

PRO-Scheiben mit Reagenz*

Identifizierung von Hefen und Anaerobiern, vor allem von Candida albicans und Clostridium difficile

25 Tests		R211357
----------	--	---------

PYR-Scheiben mit Reagenz

PYRase Nachweis bei Verdacht auf Enterokokken, Streptokokken der Serogruppe A und E.coli

50 Tests		R30854301
100 Tests		R30854401

PYR/Äsculin-Scheiben*

zur Identifizierung von Gruppe A-Streptokokken und Enterokokken; erfordert BactiDrop-PYR-Reagenz - siehe Seite 62

25 Tests		R21138
----------	--	--------

SPS-Scheiben

zur Identifizierung von Peptostreptococcus anaerobius

50 Scheiben		DD0016T
-------------	--	---------

Sulfonamid-Scheiben

zur Identifizierung von Gardnerella vaginalis

50 Scheiben	1.000 µg	DD0011T
-------------	----------	---------

X&V-Faktor-Scheiben

Zur Differenzierung der Haemophilus-spp.

X-Faktor-Scheiben		
50 Scheiben		DD0003T
5 x 50 Scheiben		DD0003B
V-Faktor-Scheiben*		
50 Scheiben		DD0004T
5 x 50 Scheiben		DD0004B
X+V-Faktor-Scheiben*		
50 Scheiben		DD0005T
5 x 50 Scheiben		DD0005B

*Lagerung bei -10 °C bis -20 °C

Magazine-Behälter

mit Trocknungsmittel

jeweils		HP0055A
---------	--	---------

Microbact Kits

Microbact Gram-negative Bakterien-Kits (GNB)

Microbact GNB 12A Kit

zur Identifizierung von Enterobacteriaceae, Einzelstreifen

60 Tests		MB1132A
120 Tests		MB1076A

Microbact GNB 12B Kit

zur Verwendung mit GNB 12A oder 12E, zur Identifizierung Oxidase-positiven Gram-negativen Bakterien; Einzelstreifen

60 Tests		MB1133A¹
120 Tests		MB1077A

Microbact GNB 12E

zur Identifizierung von Enterobacteriaceae, Einzelstreifen

80 Tests		MB1130A¹
160 Tests		MB1073A

Microbact GNB 24E

zur Identifizierung von Enterobacteriaceae und anderer Gram-negativer Bakterien; Plattenformat

40 Tests		MB1131A
80 Tests		MB1074A

Microbact-Reagenzien und -Zubehör für GNB-Kits

Microbact-Reagenz TDA	
10 ml	MB0180A
Microbact-Reagenz VP I	
10 ml	MB0181A
Microbact-Reagenz VP II	
10 ml	MB0184A
Microbact-Reagenz-Nitrat A	
10 ml	MB0186A
Microbact-Reagenz-Nitrat B	
10 ml	MB0187A
Microbact-Reagenz-Indole (Kovacs)	
10 ml	MB0209A
Microbact-Reagenz-Set D enthält die sechs Reagenzien oben	
6 x 10 ml	MB1082A
Microbact-Reagenz Spot Indole DMACA	
10 ml	MB1448A

*NICHT  markiert
Fortsetzung auf der nächsten Seite
Nicht alle Produkte sind in allen Gebieten erhältlich. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Niederlassung.