

Luftkeimsammler

Der Luftkeimsammler wird in einem Koffer mit Messkopf, Kalibrierungszertifikat, Handbuch, Garantie Erklärung und Akkuladegerät geliefert

| | |
|---|---------|
| Luftkeimsammler Aluminium-Messkopf für 90 mm-Platten | |
| jeweils | EM0100A |
| Luftkeimsammler Edelstahlkopf für 90 mm-Platten | |
| jeweils | EM0100S |
| Luftkeimsammler Aluminium-Messkopf für 55 mm-Platten | |
| jeweils | EM0355A |
| Luftkeimsammler Edelstahlkopf für 55 mm-Platten | |
| jeweils | EM0355S |

Luftkeimsammler-Zubehör

| | |
|---|---------|
| Aluminium-Messkopf und Adapter für 90 mm-Platten | |
| jeweils | EM0190A |
| Edelstahl-Messkopf und Adapter für 90 mm-Platten | |
| jeweils | EM0290A |
| Aluminium-Messkopf für 55 mm-Platten | |
| jeweils | EM0155A |
| Edelstahl-Messkopf für 55 mm-Platten | |
| jeweils | EM0255A |
| Weiche Tragetasche | |
| jeweils | EM0104A |
| Aluminiumkoffer | |
| jeweils | EM0105A |
| Infrarot-Fernbedienung | |
| jeweils | EM0108A |
| Wand-/Tisch-Fußplatte | |
| jeweils | EM0109A |
| Bodenstativ | |
| jeweils | EM0106A |
| Akkuladegerät (110 V) | |
| jeweils | EM0102A |
| Akkuladegerät (220V) | |
| jeweils | EM0101A |
| Luftkeimsammler-PC-Anschlusskabel | |
| jeweils | EM0111A |
| Luftkeimsammler-PC-Verbindungs-Software | |
| jeweils | EM0110A |
| Pyramide Qualitätsprüfung (für Gebrauch vor Ort) | |
| jeweils | EM0100P |
| Kalibrierung | |
| jeweils | EM0100C |
| Servicevertrag (einschließlich Kalibrierung und Reparatur sowie Garantieverlängerung um 12 Monate) | |
| jeweils | EM0900A |
| Politecnic Kalibrierungsausrüstung | |
| jeweils | EM0100D |

Qualifikationsdokumentation

| | |
|-----------|---------|
| IQ | |
| jeweils | EM0800A |
| OQ | |
| jeweils | EM0800B |
| PQ | |
| jeweils | EM0800C |

Abklatschplatten-Applikator

Der Abklatschplatten-Applikator erfüllt die Norm ISO 18593 für Oberflächenprobenahmen: Das Edelstahl-Gewicht wiegt 500 g ±5 g und die Timerdauer beträgt 10 s ±0,1s.

| | |
|---------|---------|
| Jeweils | EM2000A |
|---------|---------|

Umweltüberwachungs-Tupfer

Ideal zur Verwendung bei der Umweltüberwachung von Reinräumen, Isolatoren und anderen kritischen Bereichen; 3-fach verpackt, bestrahlt und VHP-sicher.

Einfache Röhren-Tupfer-Kits

| | |
|-----|---------|
| 200 | TS0954C |
|-----|---------|

Fertignährböden

NEU 3-fach verpackte, bestrahlte Platten. Sterile Verpackung mit VHP Indikator, gemäß EP/USP

| | | |
|---|-----------------|---------|
| Caseinpepton-Sojamehlpepton-Agar | | |
| 100 Platten | 90 mm | PO5500B |
| 100 Platten | Abklatschplatte | PO5510D |
| Caseinpepton-Sojamehlpepton-Agar mit Lecithin, Polysorbat 80, Natrium-Thiosulfat, L-Histidin | | |
| 100 Platten | 90 mm | PO5501B |
| 100 Platten | Abklatschplatte | PO5511D |
| Sabouraud-Dextrose-Agar | | |
| 100 Platten | 90 mm | PO5502B |
| 100 Platten | Abklatschplatte | PO5512D |
| Sabouraud-Dextrose-Agar mit Lecithin, Polysorbat 80, Natrium-Thiosulfat, L-Histidin | | |
| 100 Platten | 90 mm | PO5503B |
| 100 Platten | Abklatschplatte | PO5513D |

3-fach verpackte, bestrahlte Nährböden

| | | |
|---|-----------------|----------|
| Caseinpepton-Sojamehlpepton-Agar | | |
| 10 x 90 mm | | PO0821B^ |
| 10 x 90 mm | VHP-sicher | PO0777B |
| 10 x 55 mm | Abklatschplatte | PO0262D |
| 10 x 90 mm | | PO5012B |
| 10 x 55 mm | | PO5171D |
| Sabouraud-Dextrose-Agar | | |
| 10 x 90 mm | | PO0410B |
| 10 x 55 mm | Abklatschplatte | PO0394D |

Trockennährböden

R2A-Agar

ein Nährboden für die Keimzahlbestimmung heterophiler Bakterien aus Wasserproben

| | | |
|-------|--------------------------|---------|
| 500 g | für 27,6 Liter Nährboden | CM0906B |
|-------|--------------------------|---------|

Sabouraud-Dextrose-Agar

Saurer-pH-Nährboden für die Isolierung von Dermatophyten und anderen Hefen und Schimmelpilzen. Durch Zusatz von Chloramphenicol kann ein Selektivmedium hergestellt werden.

| | | |
|--------|--------------------------|---------|
| 500 g | für 7,7 Liter Nährboden | CM0041B |
| 2,5 kg | für 38,5 Liter Nährboden | CM0041R |
| 5 kg | für 77,0 Liter Nährboden | CM0041T |

Caseinpepton-Sojamehlpepton-Agar

ein Universal-Nährboden gemäß EP/USP/JP

| | | |
|-------|---------------------------|---------|
| 500 g | für 12,5 Liter Nährboden | CM0131B |
| 2,5kg | für 62,5 Liter Nährboden | CM0131R |
| 5 kg | für 125,0 Liter Nährboden | CM0131T |