

MSRV - Modified Semi-solid Rappaport Vassiliadis-Nährboden (MSRV)
MSRV (ISO) - Modified Semi-solid Rappaport Vassiliadis-Nährboden (ISO)
m-TSB - siehe Casein-Sojabouillon (Modifiziert)

Mueller-Hinton-Agar

gemäß dem internationalen Standard M6-A2 CLSI für antimikrobielle Empfindlichkeitsprüfungs-Nährböden

500 g	für 13,2 Liter Nährboden	CM0337B
2,5 kg	für 66,0 Liter Nährboden	CM0337R
5 kg	für 132,0 Liter Nährboden	CM0337T

Mueller-Hinton-Bouillon

entsprechend den internationalen Standards für antimikrobielle Empfindlichkeitsprüfungs-Nährböden

500 g	für 23,8 Liter Nährboden	CM0405B
-------	--------------------------	---------

Muller-Kauffmann-Tetrathionat-Lösung, mod.
ein selektiver Anreicherungs-nährboden für die Isolierung von Salmonella und die Unterdrückung von Proteus spp. HINWEIS: Zusatz von Jod und Brillantgrün erforderlich

500 g	für 6,1 Liter Nährboden	CM0343B
2,5 kg	für 30,5 Liter Nährboden	CM0343R

Muller-Kauffmann-Tetrathionat-Novobiocin-Bouillon (MKTTn)
eine selektive Anreicherungsbouillon für die Isolierung von Salmonella aus Lebensmittelproben; die Rezeptur gemäß ISO 6579:2002

MKTTn-Bouillon-Basis		
500 g	für 5,8 Liter Nährboden	CM1048B
Novobiocin-Supplement		
10 Röhrchen	für 250 ml Nährboden	SR0181E

MUG-Supplement

4-Methylumbelliferyl-β-D-Glucuronid; ein fluorogenes Substrat zum Nachweis von Escherichia coli

10 Röhrchen	50 mg/Röhrchen	BR0071E
-------------	----------------	---------

Mycoplasma-Selektivnährboden
für die selektive Isolierung von Mycoplasma spp.

Mycoplasma-Agar-Basis		
500 g	für 14,1 Liter Nährboden	CM0401B
Mycoplasma-Supplement G		
10 Röhrchen	für 80 ml Nährboden	SR0059C

Mycoplasma-Bouillon
für die selektive Isolierung von Mycoplasma spp.

Mycoplasma-Bouillon-Basis		
500 g	für 19,6 Liter Nährboden	CM0403B
Mycoplasma-Supplement G		
10 Röhrchen	für 80 ml Nährboden	SR0059C

Mycoplasma-Pneumoniae-Selektivnährboden
zweischichtiger Nährboden zur selektive Isolierung von Mycoplasma pneumoniae

Mycoplasma-Agar-Basis		
500 g	für 14,1 Liter Nährboden	CM0401B
Mycoplasma-Supplement P jede Röhrchen wird mit 20 ml rekonstituiert und erzeugt 10 Einheiten bi-phasischen Nährbodens		
10 Röhrchen	für jeweils 10 Überschichtungen	SR0060C

MYP-Agar (Mannitol-Eigelb-Polymyxin-Selektivnährboden)
zur Koloniezahlbestimmung von Bacillus cereus in Lebensmittelproben bei 30°C

MYP-Agar-Basis		
500 g	für 11,6 Liter Nährboden	CM0929B
Polymyxin B-Supplement		
10 Röhrchen	für 500 ml Nährboden	SR0099E
Eigelb-Emulsion		
100 ml		SR0047C

Neomycin-Supplement
ermöglicht das Wachstum von Clostridien und anderen Anaerobiern

10 Röhrchen	150 mg/Röhrchen	SR0163H
-------------	-----------------	---------

★ New York City-Nährböden
für die Isolierung von Neisseria gonorrhoeae. Unterschiedliche Kombinationen von Wachstums- und Selektiv-Supplementen ergeben Nährböden mit verschiedenen Wachstums- und inhibierenden Eigenschaften; besuchen Sie www.thermoscientific.com/microbiology.

GO-Agar-Basis		
500 g	für 13,9 Liter Nährboden	CM0367B
2,5 kg	für 69,5 Liter Nährboden	CM0367R
5 kg	für 139 Liter Nährboden	CM0367T
Hefeaautolysat-Supplement		
10 Röhrchen	für 500 ml Nährboden	SR0105B
Flüssighefe-Autolysat		
10 Röhrchen	für 2,0 Liter Nährboden	SR0182H
Pferdeblut, lysiert		
100 ml		SR0048C
LCAT-Selektiv-Supplement		
10 Röhrchen	für 500 ml Nährboden	SR0095B
10 Röhrchen	für 2,0 Liter Nährboden	SR0095H
VCAT-Selektiv-Supplement		
10 Röhrchen	für 500 ml Nährboden	SR0104B
10 Röhrchen	für 2,0 Liter Nährboden	SR0104H

Nickerson-Nährboden - siehe BiGGY-Agar

Nitrocefin
für die Erkennung der β-lactamase-Aktivität

Nitrocefin mit Rehydrierungsflüssigkeit		
2 x 5 Röhrchen	1 mg/Röhrchenpaar	SR0112C

Novobiocin-Supplement
kann verwendet werden, um die Selektivität einiger Salmonella- und E. coli-O157-Nährböden zu steigern

10 Röhrchen	10 mg/Röhrchen	SR0181E
-------------	----------------	---------

Novel-Anreicherungsbouillon-Listeria – siehe ONE-Bouillon-Listeria

N-S Anaerobier Selektiv-Supplement
für die selektive Isolierung von nicht-sporenden Anaerobier

10 Röhrchen	für 500 ml Nährboden	SR0107B
-------------	----------------------	---------

Nähragar

500 g	für 17,9 Liter Nährboden	CM0003B
2,5 kg	für 89,5 Liter Nährboden	CM0003R
5kg	für 179 Liter Nährboden	CM0003T

★ erfordert die Zugabe von Blut
Nicht alle Produkte sind in allen Gebieten erhältlich. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Niederlassung.