

# Omnifix® Solo

3-teilige Einmalspritzen

## Omnifix® Solo

Graduierung in ml zur Volumendosierung

- Aus Polypropylen
- Hochtransparenter Zylinder
- Graduierung mit starkem Kontrast, wischfest, ideale Ablesbarkeit
- Sicherer Kolbenstopp, problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
- Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk, mit doppeltem Dichtungsring, für langsames Aufziehen und Injizieren sowie zum Dosieren kleiner Mengen
- Minimales Restvolumen
- Latex-frei/PVC-frei
- Verkaufseinheit: 1 Spenderkarton 100 Stück (einzeln steril verpackt)



### Omnifix® Solo | Luer-Ansatz nach EN ISO 7886-1

Größe	Konus	PZN	Art.-Nr.	HiMiV
3 ml	zentrisch	6715622	4616025 V	03.99.01.3014
5 ml	exzentrisch	0569958	4616057 V	03.99.01.3015
10 ml nutzbar bis 12 ml	exzentrisch	0569964	4616103 V	03.99.01.3016
20 ml	exzentrisch	0569970	4616200 V	03.99.01.3017
30 ml	exzentrisch	0569987	4616308 F	03.99.01.3018
50 ml nutzbar bis 60 ml	exzentrisch	0570051	4616502 F	03.99.01.3019