

Verschlussfolie Seal-R-film™

Schluss mit Verschütten, Verdunstung und Verunreinigungen!

Die Verschlussfolie Seal-R-film™ verschließt Bechergläser, Kolben und andere Gefäße.

Mit Eigenschaften, die überzeugen: Die Verschlussfolie ist um auf das Dreifache ihrer ursprünglichen Länge dehnbar. Dadurch passt Seal-R-film™ immer, sogar bei unregelmäßigen Formen. Für die Nachverfolgbarkeit besitzt jede Rolle eine Chargenkennzeichnung.

Mit dem BRAND Cutter für Verschlussfolie können Sie Rollen mit 50 und 100 mm Breite effizient und sparsam zuschneiden und sauber aufbewahren.

Eigenschaften:

- + Dicke: 0,14 +/- 0,02 mm
- + Toxizität: nicht giftig
- + Schmelztemperatur: > 66°C
- + Siedepunkt: > 288°C
- + Dauergebrauchstemperatur: -20°C bis 46°C
- + Dehnbarkeit (25°C): 300%
- + Reißfestigkeit (25°C): 1,5 MPa

Gasdurchlässigkeit in 24h bei Raumtemperatur und einem Druck von 0,1 MPa:

CO₂ (Kohlendioxid) < 1000 cm³/m²

O₂ (Sauerstoff) < 350 cm³/m²

Wasserdampfdurchlässigkeit < 0,8 g/m²

Einfache Anwendung

Den Seal-R-film™ einfach von der Rolle nehmen, vom Papier lösen und mit gleichmäßiger Dehnung über die entsprechende Stelle ziehen.



Alle Informationen zum Produkt auf shop.brand.de

