

VITsafe™ Sicherheitsspritzflaschen, Enghals



Flasche aus PE-LD (bzw. PP bei Aceton und MEK), Spritzrohr aus PP.

Mehr Sicherheit durch die dauerhafte Sicherheitsbedruckung entsprechend Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS), sowie mit allen wichtigen Informationen:

- Stoffbezeichnung in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
- Chemische Summenformel, CAS-Nummer, Gefahrenpiktogramm, Signalwort
- Gefahrenhinweise H-Sätze, Sicherheitshinweise P-Sätze sowie NFPA-Code

Präziser Spritzstrahl und optimierter Medienrückfluss durch die stufenfreie und fein gezogene Spitze des Spritzrohrs. Praktisch kein Auslaufen oder Nachtropfen durch den VENT-CAP Schraubverschluss, der den Aufbau von statischem Überdruck fast vollständig verhindert.

Aufdruck	Farbe VENT-CAP	Volumen ml	Gewinde GL	Höhe* mm	Ø mm	VE	Art.-Nr.
Aceton	Rot	250	25	135	65	12	1431829
Aceton	Rot	500	25	180	74	12	1432829
Aceton	Rot	1000	32	215	92	12	1433829
Acetonitril	Rot	500	25	180	74	6	1332969
Dest.-Wasser	Blau	250	25	135	65	12	1331819
Dest.-Wasser	Blau	500	25	180	74	12	1332819
Dest.-Wasser	Rot	1000	32	221	92	12	1333819
Essigsäure	Rot	500	25	180	74	6	1332979
Ethanol	Orange	250	25	135	65	12	1331869
Ethanol	Orange	500	25	180	74	12	1332869
Ethanol	Rot	1000	32	221	92	12	1333869
Ethylacetat	Rot	250	25	135	65	12	1331859
Ethylacetat	Rot	500	25	180	74	12	1332859
Ethylacetat	Rot	1000	32	221	92	12	1333859
Heptan	Rot	500	25	180	74	6	1332899
i-Hexan	Rot	500	25	180	74	6	1332909
Isopropanol	Gelb	250	25	135	65	12	1331849
Isopropanol	Gelb	500	25	180	74	12	1332849
Isopropanol	Rot	1000	32	221	92	12	1333849
Methanol	Grün	250	25	135	65	12	1331839
Methanol	Grün	500	25	180	74	12	1332839
Methanol	Rot	1000	32	221	92	12	1333839
Methylenchlorid	Rot	500	25	180	74	6	1332879
Methylethylketon (MEK)	Rot	500	25	180	74	6	1432989
N,N-Dimethylformamid	Rot	500	25	180	74	6	1332889
Pentan	Rot	500	25	180	74	6	1433959
Tetrahydrofuran (THF)	Rot	500	25	180	74	6	1332939
Toluol	Rot	500	25	180	74	6	1332949
Xylol	Rot	500	25	180	74	6	1332959

* Höhe ohne Spritzrohr

Weitere Varianten auf Anfrage.



VENT-CAP Schraubverschlüsse
finden Sie auf Seite 69.