




Urbanti-Trichter, PMP

Glasklar. Die spiralförmigen Rippen erhöhen die Filtrationsgeschwindigkeit und verhindern den Lufteinschluss zwischen Filterpapier und Trichter. Mit langem Auslauf.

Volumen ca. ml	Ø mm	Länge mm	Auslauf-Ø mm	Auslauflänge mm	VE	Art.-Nr.
30	51	195	3	150	6	325095
80	70	210	3	150	6	325195
250	100	198	7	108	4	325295
630	140	247	10	132	3	325395
1800	196	315	20	155	2	325495



Analysentrichter, PP

Transparent. Mit langem Auslauf und Rillen. Formfest durch verbreiterten Rand. Schnell ablaufend durch steilen 60° Winkel.

Volumen ca. ml	Ø mm	Länge mm	Auslauf-Ø mm	Auslauflänge mm	VE	Art.-Nr.
50	50	194	5	150	10	80162
100	72	208	5	143	10	80164
225	91	227	5	145	10	80165



Büchner-Trichter, PP

Zweiteilig. Zum leichten Reinigen in Ober- und Unterteil zerlegbar.

Volumen ca. ml	Filter Ø mm	Länge mm	Loch-Ø mm	VE	Art.-Nr.
40	42,5	95	1,2	1	80437
70	55	113	1,1	1	80438
180	70	145	2,0	1	80439
280	80	165	2,0	1	80440
390	90	180	2,5	1	80441
810	110	210	2,5	1	80442
2100	160	280	2,75	1	80443
6000	240	350	3,0	1	80445