



## Schalen, PVC

Weiß. Universell verwendbar. Abgerundete Ecken und Kanten. Gut zu reinigen.

Bodenmaß innen mm	Höhe mm	VE	Art.-Nr.
200 x 150	50	1	80280
250 x 200	60	1	80281
320 x 260	75	1	80282
350 x 300	85	1	80283
430 x 330	95	1	80284
520 x 420	100	1	80285
675 x 530	110	1	80286
540 x 420	190	1	80288



## Laborschalen / Auffangwannen, PP



Weiß. Universell einsetzbar. Robuste Ausführung. Sehr gute chemische Beständigkeit. Abgerundete Ecken und Kanten. Glatte Oberflächen, gut zu reinigen.

Bodenmaß innen mm	Randmaß mm	Höhe mm	VE	Art.-Nr.
130 x 180	180 x 230	42	1	165094
180 x 240	250 x 310	65	1	165194
240 x 300	310 x 370	75	1	165294
300 x 400	420 x 520	120	1	165394
400 x 500	534 x 634	140	1	165494
500 x 700	648 x 846	160	1	165594



## Schüsseln, PP



Weiß. Rund. Mit breitem, stabilem Rand und umlaufendem Standing am Boden.

Volumen l	Höhe mm	Ø mm	VE	Art.-Nr.
0,9	70	160	5	42594
1,7	80	200	5	42694
2,9	100	240	5	42794
4,3	120	280	5	42894
6,6	130	320	3	42994
9,2	150	360	3	43094
13,4	180	400	3	43194