



Messbecher, PP, erhabene blaue Skala



Hochtransparent. Mit gut lesbarer, erhabener, blau geprägter Skala und stabilem, griffigem Henkel. Um die Prägung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.

Bedingt autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285. Zum Autoklavieren empfehlen wir die Ausführung mit erhabener Graduierung (Art.-Nr. 440941 - 447941).

Volumen ml	Teilung ml	Höhe mm	Ø mm	VE	Art.-Nr.
50	2	70	40	24	446081
100	2	80	50	24	447081
250	5	120	74	12	440081
500	10	140	92	12	441081
1000	10	181	117	6	442081
2000	20	213	152	6	443081
3000	50	242	172	6	444081
5000	50	270	204	6	445081



Messbecher, PP, erhabene Skala



Hochtransparent. Mit erhabener Skala und stabilem, griffigem Henkel.

Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285.

Volumen ml	Teilung ml	Höhe mm	Ø mm	VE	Art.-Nr.
50	2	70	40	24	446941
100	2	80	50	24	447941
250	5	120	74	12	440941
500	10	140	92	12	441941
1000	10	181	117	6	442941
2000	20	213	152	6	443941
3000	50	242	172	6	444941
5000	50	270	204	6	445941