

Tabletts, MF



Weiß. Flache Form. Runde Ecken. Glatte Oberflächen, gut zu reinigen.
Praktische Ablage für Instrumente, Werkzeuge, empfindliche Utensilien. Stabil und standfest.

L x B x H mm	VE	Art.-Nr.
190 x 150 x 17	5	71598
240 x 180 x 17	5	71698
268 x 208 x 17	5	71798
355 x 240 x 17	5	71898
428 x 288 x 17	5	71998



Schalen, MF



Weiß. Hohe Form. Runde Ecken. Glatte Oberflächen, gut zu reinigen.
Praktische Ablage für Instrumente, Werkzeuge, empfindliche Utensilien. Stabil und standfest. Passende Deckel aus PS bitte separat bestellen.

L x B x H mm	VE	Art.-Nr.
190 x 150 x 40	5	72098
290 x 160 x 35	5	72198
290 x 160 x 60	5	72398
340 x 245 x 100	5	72498
350 x 250 x 40	5	72298



Deckel für Schalen, PS

Glasklar. Mit Griff. Runde Ecken. Glatte Oberflächen, gut zu reinigen.
Schützt den Inhalt der Instrumentenschalen vor Staub und Kontaminationen. Der Inhalt bleibt gut sichtbar.

Maße mm	Für Schale, MF Nr.	VE	Art.-Nr.
190 x 150	72098	5	79790
290 x 160	72198, 72398	5	79890
340 x 245	72498	5	79990*
* ohne Griff			

