

Probenvorbereitung – Stofftrennung

Probendosen, PP



Transparent. Mit Schraubkappe aus PP. Zylindrische, hohe Form.
Ideal für Probenahme, Transport und Lagerung von Proben.

Volumen ml	Gewinde GL	Höhe mm	Ø mm	VE	Art.-Nr.
30	40	54	38	10	130294
60	40	90	38	10	130394
90	56	62	54	10	130494
180	56	112	54	10	130594



Probenbehälter, PP



Transparent. Mit Schnappdeckel aus PE-LD. Konische Form.

Volumen ml	Höhe mm	Ø mm	VE	Art.-Nr.
5	25	20	25	68594
18	57	22	25	68894
50	97	30	10	69194
160	110	50	10	69294



Probenbehälter, PE-LD

Transparent. Mit anhängendem Schnappdeckel aus PE-LD.

Volumen ml	Höhe mm	Ø mm	VE	Art.-Nr.
1	32	8	500	80730
2,5	32	14	100	80731
5	50	15	100	80737
8	57	17	100	80732
10	32	22	100	80733
25	74	24	100	80734
30	52	31	50	80736
50	74	30	50	80735

