

## Technische Daten und Bestell-Info:

## Wartungsarme IDS-pH-Elektroden mit Gelreferenzsystem

	SenTix® 940	SenTix® 940-3	SenTix® 940-P	SenTix® 945	SenTix® 945-P
<b>Bestell-Nr.</b>	103740	103741	103760	103743	103764
<b>Messbereich pH</b>	0 ...14 pH	0 ...14 pH	0 ...14 pH	0 ...14 pH	0 ...14 pH
<b>Temperaturbereich</b>	0...80 °C	0...80 °C	0...80 °C	0...80 °C	0...80 °C
<b>Referenzsystem</b>	Gel	Gel	Gel	Gel	Gel
<b>Membranform</b>	Zylinder	Zylinder	Kugel	Kugel	Zylinder
<b>Diaphragma</b>	Faser	Faser	Faser	3 x Keramik	3 x Keramik
<b>Schaftmaterial</b>	Noryl	Noryl	Noryl	Glas	Glas
<b>Schaftlänge</b>	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
<b>Schaftdurchmesser</b>	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
<b>Temperatursensor</b>	NTC 30 kOhm	NTC 30 kOhm	NTC 30 kOhm	NTC 30 kOhm	NTC 30 kOhm
<b>Kabellänge</b>	1,5 m	3 m	1,5 ... 100 m, Funk	1,5 m	1,5 ... 100 m, Funk

## Präzisions-IDS-pH-Elektroden mit 3 mol/l KCl Flüssigreferenz

	SenTix® 950	SenTix® 950-P	SenTix® 980	SenTix® 980-P
<b>Bestell-Nr.</b>	103750	103761	103780	103762
<b>Messbereich pH</b>	0... 14 pH	0... 14 pH	0...14 pH	0...14 pH
<b>Temperaturbereich</b>	0 ...80 °C	0 ...80 °C	0...100 °C	0...100 °C
<b>Referenzsystem</b>	KCl 3 mol/l Ag+ frei	KCl 3 mol/l Ag+ frei	KCl 3 mol/l Ag+ frei	KCl 3 mol/l Ag+ frei
<b>Membranform</b>	Zylinder	Zylinder	Konus	Konus
<b>Diaphragma</b>	Keramik	Keramik	Platindraht	Platindraht
<b>Schaftmaterial</b>	PPE	PPE	Glas	Glas
<b>Schaftlänge</b>	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
<b>Schaftdurchmesser</b>	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
<b>Temperatursensor</b>	NTC 30 KOhm	NTC 30 KOhm	NTC 30 kOhm	NTC 30 kOhm
<b>Kabellänge</b>	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 ... 100 m, Funk