

Probenschleifen für manuelle Injektionsventile

| Volumen | ID (mm) | Material | Passend für | Best.-Nr. |
|---------|---------|-----------|---------------|-----------|
| 5 µL | 0,18 | Edelstahl | 7125 und 7010 | 1535-4860 |
| | 0,18 | Edelstahl | 7725 | 0101-1248 |
| | 0,18 | PEEK | 9725 | 0101-1241 |
| 10 µL | 0,30 | Edelstahl | 7125 und 7010 | 0101-0376 |
| | 0,30 | Edelstahl | 7725 | 0100-1923 |
| | 0,25 | PEEK | 9725 | 0101-1240 |
| 20 µL | 0,51 | Edelstahl | 7125 und 7010 | 0101-0377 |
| | 0,30 | Edelstahl | 7725 | 0100-1922 |
| | 0,25 | PEEK | 9725 | 0101-1239 |
| 50 µL | 0,51 | Edelstahl | 7125 und 7010 | 0101-0378 |
| | 0,51 | Edelstahl | 7725 | 0100-1924 |
| | 0,51 | PEEK | 9725 | 0101-1238 |
| 100 µL | 0,51 | Edelstahl | 7125 und 7010 | 0101-0379 |
| | 0,51 | Edelstahl | 7725 | 0100-1921 |
| | 0,51 | PEEK | 9725 | 0101-1242 |
| 200 µL | 0,76 | Edelstahl | 7125 und 7010 | 0101-1252 |
| | 0,76 | Edelstahl | 7725 | 0101-1247 |
| | 0,51 | PEEK | 9725 | 0101-1237 |
| 500 µL | 0,76 | Edelstahl | 7125 und 7010 | 0101-1251 |
| | 0,76 | Edelstahl | 7725 | 0101-1246 |
| | 0,76 | PEEK | 9725 | 0101-1236 |
| 1 mL | 0,76 | Edelstahl | 7125 und 7010 | 0101-1219 |
| | 0,76 | Edelstahl | 7725 | 0101-1245 |
| | 0,76 | PEEK | 9725 | 0101-1235 |
| 2 mL | 1,00 | Edelstahl | 7125 und 7010 | 0101-1250 |
| | 1,00 | Edelstahl | 7725 | 0101-1244 |
| | 0,76 | PEEK | 9725 | 0101-1234 |
| | 1,6 | PEEK | 3725 | 0101-1229 |
| 5 mL | 1,00 | Edelstahl | 7125 und 7010 | 0101-1249 |
| | 1,00 | Edelstahl | 7725 | 0101-1243 |
| | 0,76 | PEEK | 9725 | 0101-1230 |
| | 1,6 | PEEK | 3725 | 0101-1228 |
| 10 mL | 2,0 | PEEK | 3725 | 0101-1227 |
| 20 mL | 2,0 | PEEK | 3725 | 0101-1226 |



PEEK-Probenschleifen