



# Anfrageformular für gepackte GC- Säulen

Folgende Informationen benötigen wir von Ihnen, damit wir Ihnen Ihre gewünschte GC-Säule anbieten können:

**(Bitte für jeden Säulentyp ein eigenes Blatt ausfüllen)**

<b>1. Anzahl des gewünschten Säulentyps:</b>	Stück
<b>2. Rohrmaterial:</b>	Edelstahl INNO-Steel (Silicia-beschichtetes Edelstahlrohr) Sonstiges (bitte angeben):
<b>3. Abmessungen</b>	<p>Säulentyp bitte angeben</p> <p>Wickeldurchmesser B ist standardmäßig 160 mm; sonst bitte angeben!      mm</p> <p>Der Innendurchmesser ist standardmäßig 2 mm und der Außendurchmesser 1/8"; sonst bitte angeben! ID:      und AD:</p> <p>Länge der Säule:      m</p> <p><b>A</b></p>  <p><b>B</b></p> 

<b>7. Packungsmaterial</b>	% Belegung mit auf Trägermaterial Korngröße:			mesh
<b>8. Besonderheiten</b>	Original-Shimadzu-Anschluß an 1/8"-AD-Säule Für Shimadzu Säulen: AD 5 mm x ID 3 mm Erweiterung für Injektorseite Injektorseite freilassen Detektorseite freilassen			mm mm
<b>9. Fittings</b>	aus Edelstahl	aus Messing		ohne
<b>10. Konditionieren/Testen der bestellten GC-Säule</b> (nur möglich für Edelstahlsäulen)	ohne Konditionieren Testen			
<b>11. Bemerkungen oder sonstige Angaben:</b>				